

# nevir®

MANUAL DE INSTRUCTION



**BÁSCULA DE ANÁLISIS CORPORAL**

**NVR-3330 BLB**



¡Comience aquí!

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su báscula y guárdelas.  
Si sigue las instrucciones, su báscula le ofrecerá muchos años de buen funcionamiento.  
GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.



## ESTIMADO CLIENTE:

Primeramente le agradecemos su confianza depositada en nuestra báscula NVR-3330 BLB con Bluetooth.

Este producto está especialmente diseñado para comprobar el peso / la masa muscular / el agua corporal / la grasa corporal y la densidad ósea suministrándole toda esta información para su referencia. Basado en el análisis de su altura, peso, edad etc. Se le facilitará información sobre las necesidades energéticas diarias para ayudarle en el control de su peso. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes del uso del dispositivo.

## SOBRE SENSUN

La báscula con Bluetooth le ayuda a almacenar y mantener un registro de su peso en dispositivos móviles. Esta báscula puede transmitir sus datos de peso a su Smartphone vía Bluetooth, así como realizar gráficos de los resultados del peso, con los cuales será capaz de evaluar la tendencia en cualquier momento. Descargue el software de básculas SENSUN para usar su báscula bluetooth y comenzará con sus primeros pasos de control de peso.

## CONSEJOS FÁCILES DE USAR

### 1. Durante la medición

- A. Por favor utilice la báscula en una superficie lisa y sólida. El dispositivo está diseñado para permitir el autoencendido. Por favor ignore siempre la primera lectura y solo comience a tomar registros efectivos desde la segunda lectura de medición.
- B. Quítese los zapatos y calcetines y pase un trapo limpio sobre la superficie de los pies antes de usarla.
- C. Súbase a la plataforma de la báscula con cuidado.
- D. Es recomendable pesarse a la misma hora del día.
- E. Los resultados pueden ser engañosos después de realizar ejercicios intensos, con dietas abusivas o bajo condiciones de deshidratación extremas.
- F. Aléjese de campos electromagnéticos fuertes cuando use su báscula.
- G. Los niños con edades inferiores a 10 años solo pueden usar el aparato de la báscula en el modo de peso normal.
- H. Los datos de medida de los siguientes colectivos pueden tener desviaciones:
- Adultos Mayores de 70 años
  - Atletas de culturismo u otras profesiones atléticas
- I. Los colectivos de personas con las siguientes condiciones no deberían usar el aparato: Embarazadas, Personas con síntomas de Edemas o con tratamiento de diálisis.
- J. Los porcentajes de Grasa e Hidratación evaluados por la Báscula son a modo de referencia (No para fines médicos). Si los porcentajes de grasa o hidratación está por encima o por debajo de los niveles normales, por favor consulte con su médico para mayor seguridad en sus consejos.
- K. Si fallase el encendido de la báscula, compruebe si la batería está instalada o la potencia de la batería es baja. Inserte o cambie por nuevas pilas.
- L. No use el aparato para fines comerciales.



## 2. Consejos de seguridad

- A. Tenga mucho cuidado con superficies resbaladizas, no utilice la báscula con la plataforma mojada. Además si la superficie está brillantada, nunca pise en el límite de la báscula y no se balancee durante la medida de peso.
- B. Aquellos personas que usen marcapasos o con otros dispositivos médicos implantados no deberían usar la función de testeo de grasa corporal.

## CARACTERÍSTICAS

- Utilización de un sensor calibrador de alta precisión.
- Función de auto encendido.
- Indicador de batería baja y sobrecarga.
- Comprueba directamente el peso personal, la masa muscular, el agua corporal, la grasa corporal, y la densidad ósea y sugiere los requisitos de ingesta de calorías.
- Puede ajustar una contraseña para proteger información personal y almacenar datos de varios usuarios.
- Tecnología sin cables Bluetooth.
- Conecta con diferentes dispositivos inteligentes respectivamente.

## INSTALACIÓN DE PILAS

Nombre	Ilustración	Instalación
Pilas 2 X 1.5 V AAA		Instalación de pilas AAA. Por favor instale las pilas de acuerdo a la polaridad.
Pila de litio 1 X 3 V	 battery baffle	A. Saque las pilas usadas con la ayuda de un objeto punzante. B instale nuevas pilas de acuerdo a la polaridad correcta


Nota: Por favor use las pilas correspondientes. Por favor quite o elimine las pilas si no va a usarlas por mucho tiempo (más de 3 meses).

## MEDIDA DE LA GRASA CORPORAL Y PESO CON LA APLICACIÓN

Asegúrese de pisar en el electrodo o de lo contrario los datos no se conseguirán correctamente.

Por favor quítese los calcetines para asegurarse de datos precisos.


1. Abra la Aplicación. Pise en la báscula para encenderla. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido.
2. Pise en la báscula. El peso se indica tanto en la báscula como en la aplicación. Después de varios segundos, podrá obtener los datos de grasa corporal, hidratación, masa muscular, densidad ósea y kcal en la Aplicación.
3. Los datos se guardarán automáticamente en el historial de grabaciones.



Instale pilas para la báscula y sitúela en un lugar plano. Asegúrese de la dureza del suelo, evite colocarla encima de alfombras o superficies calientes.


Pise la báscula para encenderla. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido y la pantalla indica 0.

Mueva su dispositivo móvil para medir la grasa corporal.



Deslice con el dedo para ver todas las medidas.


La grasa corporal, la hidratación, masa muscular, densidad ósea y kcal aparecerán en la Aplicación.



Colóquese en la báscula. Los dígitos parpadearán, se estabilizarán y se guardarán.

## MODO DE PESO NORMAL

Después de instalar las pilas, sitúe la báscula en una superficie plana, manténgase de pie en la báscula. Después de esperar varios segundos, el display mostrará la misma lectura de peso por aproximadamente unos pocos segundos.




Instale pilas para la báscula y sitúela en un lugar plano. Asegúrese de la dureza del suelo, evite colocarla encima de alfombras o superficies calientes.

Pise la báscula ligeramente (Auto encendido) por un instante, espere a la lectura de peso en el display (Como indica arriba)

El resultado de la lectura parpadeará después el peso se estabilizará.


## PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO

Si la báscula utiliza ambos sistemas de medida, Métrica Internacional (Kilogramos) o Anglosajón (libras, onzas..) usted podrá convertir las unidades de peso como sigue:



Condición 1: Si la unidad se enciende en la parte trasera de la báscula,


- A. Encuentre el botón de encendido en la parte trasera
- B. Mueva el botón en función de como quiera las unidades de peso



Condición 2: Si la unidad se enciende en la parte trasera de la báscula,

- A. Encuentre el botón de encendido en la parte trasera
- B. Presione el botón de unidad de conversión cuando la báscula esté encendida. La pantalla LCD indica el peso actual. Presione el botón para convertir la unidad de peso.

## APAGADO AUTOMÁTICO.



Cuando los datos se estabilicen quedarán mostrados varios segundos. Se apagará automáticamente si no hay uso continuado.

## ■ INDICACIONES.

Indicación	Nombre	Instrucciones y Métodos
Err	Indicación de sobrecarga	La báscula ha sobrepasado el peso máximo. Por favor, retírese para evitar daños en la báscula
Lo	Indicación de batería baja	La potencia de batería es baja. Por favor reemplace las pilas.
C	Remediación	Hay un error. Por favor vuelva a tomar medida de peso

## ■ CONSEJOS DE USO Y CUIDADO.

NO USE la báscula con ambiente húmedo, o en ambientes extremos de temperaturas, (utilice el dispositivo en rangos de 5°C y 35°C).

NO USE la báscula sobre materiales delicados, césped, suelos resbaladizos o suelos desnivelados.

No deje caer, sacuda o golpee la báscula ya que es un instrumento preciso.

Guarde y almacene la báscula limpia. NO USE agentes de limpieza de tipo ácidos.

## ■ INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN.

1. Conseguir la aplicación
  - a. Escanee le código QR del lateral de la caja para obtener la aplicación
  - b. En la parte de "App Store" o "Google play", busque la palabra clave "SensunHealth" y descargue la aplicación.



2. Ajustes de Bluetooth
  - a. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido.
  - b. Si no está activado, por favor vaya a la opción del menú "Ajustes / Bluetooth" para encenderlo.
  - c. Presione la plataforma de la báscula para encenderla.

3. Crear un nuevo usuario
  - a. Seleccione el icono "SenssunHealth" y accederá a los "Ajustes del usuario"
  - b. Complete la información a meter en la interfaz del usuario.

4. Como usar la báscula con la aplicación
  - a. Presione la báscula para encenderla.
  - b. Abra la aplicación y asegúrese que el botón "Bluetooth" de la interfaz está azul, lo cual significa que la báscula está conectada a la aplicación.
  - c. Agite el dispositivo móvil para transferirla información del usuario a la báscula.
  - d. Pise en la báscula.
  - e. El peso se mostrará en la báscula y en la aplicación. Después de unos segundos la grasa corporal, hidratación, masa muscular, densidad ósea, kcal. recomendadas se mostrarán en el la interfaz.
  - f. Seleccione "Salvar" para guardar los datos en el historial.
  - g. Usted podrá revisar el historial, añadir nuevos usuarios y establecer recordatorios en función de sus hábitos alimenticios.

### Notas importantes

Requerimientos para su dispositivo móvil:

Versión Bluetooth: Bluetooth 4.0 o superior

Sistema Apple: iPhone 4S o superior, iOS 6.0 o superior

Sistema Android: Android 4.3 o superior

## ■ PREGUNTAS FRECUENTES

El software no puede obtener los resultados de peso de la báscula Bluetooth.

- Por favor confirme el icono Bluetooth en la interfaz del software está en azul oscuro, lo que indicará que está satisfactoriamente conectado
- Confirme que tiene dispositivo Bluetooth en su dispositivo
- Confirme que la báscula está dentro del rango válido de la cobertura de señal
- Vuelva a entrar en la aplicación.
- Apague y encienda el Bluetooth de nuevo, después compruebe la conexión Bluetooth entre la báscula y su dispositivo móvil.

Fallo en la conexión de su dispositivo.

- Por favor asegúrese de que solo un dispositivo está conectado la báscula Bluetooth.
- Por favor asegúrese de que su dispositivo está equipado con Bluetooth 4.0 o superior.

La pantalla de la báscula no responde.

- Por favor compruebe primero las pilas y sustitúyalas si fuese necesario.
- Las reparaciones sólo pueden llevarse a cabo por servicios técnicos autorizados y cualificados.

# nevir®

## INSTRUCCION MANUAL



## BLUETOOTH BODY FAT SCALE

NVR-3330 BLB



Start here!

## DEAR CUSTOMER:

Welcome to use our Bluetooth Body Fat Scale.

This product is specially designed to test body fat/hydration/muscle/bone and help keep a close eye on the daily change of your body fat, hydration ,muscle, bone and weight, providing information for your reference. Based on the analysis of your height,weight and age etc., it tells your daily energy requirement and helps control your weight. Please read this instruction carefully before use.

## ABOUT SENSSUN

Bluetooth scale helps you to store and keep track of your weight on mobile devices. This scale can transmit your weight data to your smart devices via Bluetooth technology as well as make graph of your weight results, from which you are able to keep track of the trend anytime. Download SENSSUN Scales software to use Bluetooth scale and you will start your first step of weight control.

## USER-FRIENDLY TIPS

### 1. During Measuring

- A. Please always weigh/ use the scale on a solid and flat surface. The device is designed to allow auto step on. Please always ignore the first reading and only start taking effective record from the second time weighing.
- B. Always remove your shoes and socks and wipe clean your feet before using.
- C. Step on the weighing platform gently.
- D. It is advisable to take measurement at the same time of the day.
- E. Result could be misleading after intensive exercise, excessive dieting or under extreme dehydration condition.
- F. Keep away from strong electro-magnetic field when using the scale.
- G. Children under 10 or adult over 100 can only use the device under normal weighing mode.
- H. The measured data of the following people may have deviation:
  - Adult over 70
  - Body building athletes or other occupational athletes.
- I. People with the following conditions should not use the device: Pregnant women, Those with symptom of edema, or on dialysis treatment.
- J. The Fat% Hydration% content evaluated by the Fat Monitor Scale is only for reference (not for medical purpose). If your Fat% Hydration% content is over/below normal level, please consult your doctor for more advice.
- K. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed or battery power is low. Insert or replace new battery.
- L. Do not use it for commercial purpose.

## 2. Safety Warning

- A. It could be slippery if you weigh on a wet surface. Moreover, if the weighing platform surface is glazed, never step on the edge of the scale and do keep balance during your weighing.
- B. Those who use heart pacemaker or with other implanted medical device should not use body fat testing function.

## FEATURES

- Using high precision strain gauge sensor
- Auto on function.
- Low battery and overload indication.
- Directly check personal weight, body fat, body hydration, body muscle ,d body bone percentage and suggest calorie intake requirement.
- Set password to protect personal information and store multi-suer data.
- Bluetooth wireless technology.
- Connect with different smart devices respectively.

## BATTERY INSTALLATION


Name	Illustration	Installation
2x1.5V AAA or 4x1.5V AAA Battery		AAA battery installation Please install battery according to polarity.
1x3V or 2x3V lithium battery(CR2032)		A. Take out the used battery with the aid of a cuspidal object B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side. Please take note to the polarity.

Note: Please use corresponding battery. Please remove battery if it is not in use in a long time(more than three months).

## WEIGHT AND BODY FAT MEASUREMENT WITH APP


Make sure your feet on electrode or it can not get the data correctly,  
Please take off socks to ensure accuracy of data.

1. Open App. Step on scale to turn it on. Make sure the Bluetooth is on.
2. Step on scale. Weight is showed on both scale and App. After several seconds, you can get your body fat, hydration, muscle, bone and kcal on App.
3. Data will be saved automatically in history record.




## NORMAL WEIGHING MODE

After installing battery, place the scale on flat floor, Keep stand still on scale when teting. Then wait for seconds, display shows the same weingt reading for approximate a few seconds.




## TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale is with both measuring system of Metric(kilograms) and Imperial (pounds, stones), you can convert weight unit as follow:




- Condition 1: if the unit switch is on the back of the scale,
- A. Find unit switch on the back of scale.
  - B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.



- Condition 2: if the unit switch is on the back of the scale,
- A. Find unit switch on the back of scale.
  - B. Press the unit conversion button when scale is power on, LCD shows current weight unit. Press the button again to convert weight unit.

## AUTOMATICALLY TURN OFF



Data stabilized and locked for several seconds. It will turn off automatically with no using continuously.


## ■ INDICATION

Warning indication	Name	Instructions and methods
Err	OVERLOAD INDICATION	Scale overload the max weight (Max weight is indicated on the scale.) Please step off to avoid damage.
Lo	LOW BATTERY INDICATION	Battery power is low. Please replace new battery.
C	REMEASURE	There is error. Please remeasure.

## ■ ADVISE FOR USE & CARE

1. DO NOT use the scale in humid, overheat or overcold environment. (Temperature range from 5°C to 35°C)
2. DO NOT use the scale on soft mat, lawn, slippery floor or uneven floor.
3. DO NOT drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
4. Keep the scale clean. DO NOT use acid cleaning agent.

## ■ APP INSTRUCTION

1. Get the application
  - a. Scan the QR code on the right side to obtain the App.
  - b. At the "App Store" or "Google Play", search keyword "SenssunHealth" to download our application.
2. Bluetooth settings
  - a. Make sure that the Bluetooth is turned on before use
  - b. If not enabled, please go to the "Setting < Bluetooth" menu to turn it on.
  - c. Press the scale platform to turn on.
3. Create a new user
  - a. Click "SenssunHealth" icon, you will enter the "user settings".
  - b. Complete the information to enter weighing interface.
4. How To Use The Scale With Application
  - a. Press scale to turn it on
  - b. Open App and make sure the "  " on main interface is blue, which means scales connect the App.
  - c. Shake the smart phone to transfer user's information to scale.
  - d. Step on scale.
  - e. Weight will be showed on the scale and App. After several seconds, body fat, hydration, muscles, bone percentage, and kcal suggestion will be showed following upon weight measurement.
  - f. Click "Save" to keep data in history.
  - g. You can review the history, add new users and set reminders for your weighing habit.



### Warm Tips:

Requirements for mobile devices:

Bluetooth version: Bluetooth 4.0 or above

Apple System: iPhone 4S or later, iOS 6.0 or later

Android System: Android 4.3 or later



## ■ FAQ

The software can't obtain weighing results from Bluetooth scale.

- Please confirm the Bluetooth icon on the software interface is in dark blue, showing connected successfully.
- Confirm the Bluetooth is on in your device.
- Confirm the Bluetooth scale is on within the valid range of signal coverage.
- Relaunch the application.
- Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone.

Fail to connect to your device

- Please make sure only one device is setting up connection with the Bluetooth scale.
- Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

LCD has no responses

- Please first check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs may only be carried out by our authorized customer service or dealers.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

### DIRECTIVA EMC

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,  
EN 55014-2:2015

### DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripción del aparato: **BÁSCULA DE ANÁLISIS CORPORAL**

Modelo NEVIR: **NVR-3330 BLB**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.  
C/ Canteros, 14  
Parque Empresarial Puerta de Madrid  
28830 San Fernando de Henares, Madrid

